

SLO

Mediblink Infrardeči čelni termometer Age Accuracy™ M330 (model DET-3017)

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

1

V termometer vstavite **dve priloženi bateriji**.

2

Uporabniki morajo biti **pred začetkom merjenja 30 minut v zaprtem prostoru**. Uporabniki in termometer morajo biti pred odčitavanjem vsaj 10 minut na isti temperaturi okolja.

3

Pritisnite gumb Test (🔍), prikazovalnik se aktivira in prikaže vse segmente. Po samopreverjanju (2–3 sekunde) lahko pričnete z novo meritvijo. Prepričajte se, da ste izbrali pravilno **mersko enoto (°C)**.

4

Pritisnite gumb za nastavitev (⚙️), da izberete **starostno območje** med 0–3 mesece, 3–36 mesecev in 36 mesecev–odrasli.

5

Prepričajte se, da je čelo čisto brez kozmetike ali olj. **Termometer usmerite v sredino čela na razdalji manj kot 5 cm** in pritisnite gumb Test. Ne odstranite termometra s čela, dokler ne zaslišite zvočnega signala. Gumb za zvok lahko obrnete, da vklopite ali izklopite zvok.



6

Na zaslonu **odčitajte temperaturo**.

7

Pripomoček se **samodejno izklopi**, če je 30 sekund v mirovanju. Sondo očistite po vsaki uporabi s 70 % izopropilnim alkoholom, da zagotovite natančen odčitek in preprečite navzkrižno kontaminacijo. Pomembno je poznati normalno temperaturo vsakega posameznika, ko je zdrav. To je edini način za natančno diagnosticiranje vročine. Če želite določiti normalno temperaturo, opravite več meritev, ko je telo zdravo. Za potrditev odčitka temperaturo ponovno izmerite s standardnim digitalnim termometrom.

Pred uporabo obvezno preberite priložena navodila za uporabo. V kolikor imate težave z uporabo termometra in potrebujete pomoč, nas pokličite in z veseljem vam bomo pomagali.

Zastopnik in distributer za SLO:

Prolat d.o.o., Praproče 9a, 8210 Trebnje

Tel.: **07-30-44-555** | www.prolat.si | info@prolat.si

Servis: **07-30-45-746** | servis@prolat.si

HR

Mediblink Infracrveni termometar za mjerjenje na čelu Age Accuracy™ M330 (model DET-3017)

KRATKE UPUTE ZA UPOTREBU

1

Umetnite **dvije priložene baterije** u termometar.

2

Korisnici moraju biti u **zatvorenim okruženjima 30 minuta prije mjerenja**. Korisnici i termometar trebaju biti na istoj temperaturi okoline najmanje 10 minuta prije očitavanja.

3

Pritisnite gumb Test (🔍) i zaslon se aktivira za prikaz svih segmenata. Nakon samoprovjere (2–3 sekunde) možete započeti novo mjerenje. Provjerite jeste li odabrali ispravnu **mjernu jedinicu (°C)**.

4

Pritisnite gumb za podešavanje (⚙️) kako biste odabrali **dob** između 0–3 mjeseca, 3–36 mjeseci i 36 mjeseci–odrasli.

5

Provjerite je li čelo čisto bez kozmetike ili ulja. **Usmjerite termometar u središte čela s udaljenosti manjom od 5 cm**, a zatim pritisnite gumb Test. Nemojte micati termometar s čela prije nego što čujete zvučni signal. Možete okrenuti gumb za zvuk da biste uključili ili isključili zvuk.



6

Očitajte temperaturu na zaslonu.

7

Uređaj će se automatski isključiti ako se ne koristi 30 sekundi. Očistite sondu nakon svake uporabe sa 70 % propilnim alkoholom kako biste osigurali točno očitavanje i izbjegli unakrsnu kontaminaciju. Važno je znati normalnu temperaturu svakog pojedinca kada se on osjeća dobro. To je jedini način za točnu dijagnozu groznice. Za određivanje normalne temperature, višestruko očitajte temperaturu kada je osoba zdrava. Ponovno izmjerite standardnim digitalnim termometrom kako biste potvrdili rezultat mjerenja.

Obavezno proučite priložene upute za upotrebu prije uporabe. Ukoliko imate problema pri uporabi termometra ili trebate pomoć slobodno nam se obratite.

Zastupnik i distributer za HR:

Golia d.o.o., XI Vrbik 3, 10000 Zagreb

Tel.: **01-61-98-496** | www.golia.hr | info@golia.hr

Servis: **01-61-98-496** | info@golia.hr