

Melilax

MIKROKLIZMA S KOMPLEKSOM PROMELAXIN



Posebna bočica s mijehom
Posebna stisljiva plastička

Easy Use

+ jednostavan za primjenu
+ preprost vnos

PATENTIRANA FORMULA

aktivni kompleks različitih vrsta meda i polisaharida iz aloje i sljeza
aktivni kompleks različitih vrsta meda i polisaharidov iz aloje in slezenevca



Dvostruko djelovanje - Olakšava pražnjenje crijeva bez iritacije i istovremeno štiti rektalnu sluznicu

Dvojno delovanje - Olajša črevesno praznjenje brez draženja in obenem ščiti rektalno sluznico

gluten free

MEDICINSKI PROIZVOD Klasa IIb - MEDICINSKI PRIPOMOČEK Razreda IIb

HR Melilax je inovativna mikroklizma na bazi meda, koja ujedinjuje uravnoteženo praznjenje sa zaštitnim i umirujućim djelovanjem na rektalnu sluznicu, kako bi se ublažila nelagoda, iritacija i upala uzrokovanu opstipacijom (zatvorom). Za dvostruko djelovanje proizvoda Melilax odgovoran je PROMELAXIN, aktivni kompleks meda od nektara i medljike koji su pažljivo odabrani i obrađeni na temelju njihovog sadržaja monosaharida, polisaharida i melanoidina, koji je obogaćen frakcijom polisaharida iz aloje i sljeza.

KAKO DJELUJE

Melilax izaziva praznjenje bez iritacije te tako inducira fiziološki i uravnoteženi podražaj za praznjenje crijeva. Osim toga Melilax, zahvaljujući svojim svojstvima nalik sluzi i svojoj viskoznosti, štiti rektalnu sluznicu tijekom prolaska stolice, oponašajući podmazujuće djelovanje fiziološke sluzi. Upravo ova svojstva, uz antioksidantno djelovanje, daju proizvodu sposobnost zaštite i smirenja sluznice, indirektno djelujući protuupalno zahvaljujući fizičkim karakteristikama proizvoda.

INDIKACIJE

Melilax je namijenjen liječenju opstipacije (zatvora), čak i u prisutnosti intestinalne preosjetljivosti (kao u slučaju iritabilnog kolona), fisura (pukotine na crijevnoj sluznici i analne pukotine) i hemoroida. Proizvod je pogodan za uporabu i tijekom trudnoće i dojenja kao i kod dojenčadi.

SASTAV

Djelatne tvari 73,2%


Promelaxin aktivni kompleks različitih vrsta meda i polisaharida iz aloje i sljeza

Sadržaj: monosaharidi $\geq 50\%$, polisaharidi (molekularna masa >20.000 daltona) $\geq 0,3\%$


Ostali sastojci: hidroglicerinska mješavina, sok limuna, eterično ulje lavande.

NAČIN PRIMJENE

1) Otvorite mikroklizmu skidanjem sigurnosnog poklopca:



- Pridržavajte bijeli prsten iznad mijeha
- Drugom rukom savinite poklopac sve dok ne pukne i potpuno se ne odvoji od prstena



- Skinite poklopac

2) Stavite nekoliko kapi proizvoda na perianalno područje i nježno umetnite cjevčicu u rektum.

3) Pritisnite mikroklizmu do kraja, u smjeru mijeha; na kraju primjene držite je pritisnutu sve dok cjevčica potpuno ne izađe, kako bi izbjegli da se proizvod usisa natrag.

DOZIRANJE

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:

1 mikroklizma od 10 g po potrebi. U slučaju uporne opstipacije, primijenite 2 doze, jednu za drugom.

Djeca od 3 do 12 godina:

1 mikroklizma od 5 g po potrebi. U slučaju uporne opstipacije (zatvora) primijenite 2 doze, jednu za drugom.

Djeca od 1 do 3 godine:

1 mikroklizma od 5 g po potrebi.

Dojenčad od 0 do 1 godine:

Pola mikroklizme od 5 g po potrebi.

Da biste olakšali primjenu mikroklizme, dobro je postaviti dijete na lijevi bok s koljenima savinutim prema trbuhi.

UPOZORENJA

Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti ili alergije na jedan ili više sastojaka. U slučaju dugotrajne opstipacije (zatvora) treba se obratiti liječniku kako bi se isključila ostala bolesna stanja.

Mikroklizma je namijenjena za jednokratnu uporabu, stoga se ne smije ponovno koristiti čak ni u slučaju davanja pola doze, kao kod dojenčadi.

Čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od izvora topline i izravne svjetlosti. Čuvati izvan dohvata djece. Rok valjanosti odnosi se na neotvoren i pravilno čuvan proizvod.

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti naveden je na pakiranju. Ne koristiti nakon navedenog roka valjanosti.

PAKIRANJE ZA PRODAJU

Melilax Adult: 6 mikroklizmi s poklopcom od 10 g za jednokratnu uporabu za odrasle i adolescente

Melilax Pediatric: 6 mikroklizmi s poklopcom od 5 g za jednokratnu uporabu za djecu i dojenčad

PATENTIRANA FORMULA: Br. patenta 102012902100704

SI **Melilax** je **inovativna mikrokлизma na osnovi medu**, ki združuje uravnoteženo odvajalno delovanje z zaščitnim in pomirjevalnim delovanjem na rektalno sluznico.

Izdelek je namenjen za odpravljanje nelagodja, draženja in vnetij, ki se pojavijo zaradi obstopacije (zaprtja).

Za **dvojno delovanje izdelka Melilax** je odgovoren **PROMELAXIN**, aktivni kompleks medu iz nektarja in medu iz medene rose, ki sta skrbno izbrana na podlagi njunih vsebnosti monosaharidov, polisaharidov in melanoidina, ki je obogaten s **polisaharidno frakcijo** iz aloje in slezenovca.

KAKO DELUJE

Melilax sproži odvajalno delovanje brez draženja in spodbudi fiziološki ter uravnotežen dražljaj za odvajanje blata.

Poleg tega **Melilax** zaradi svojih lastnosti, ki posnemajo delovanje sluzi, in zaradi svoje viskoznosti zaščiti rektalno sluznico med odvajanjem blata, pri čemer posnema mazalno delovanje fiziološke sluzi.

Te posebne lastnosti, združene z antioksidativnim delovanjem, dajejo izdelku sposobnost zaščite in pomirjanja sluznice, njegove fizikalne lastnosti pa mu omogočajo posredno protivnetno delovanje.

INDIKACIJE

Melilax je namenjen zdravljenju obstopacije (zaprtja), tudi ob sočasnem razdražljivem črevesju (kot v primeru razdražljivega kolona), prisotnosti fisur (razpoke črevesne sluznice in analne razpoke) in hemoroidih.

Izdelek je primeren tudi za uporabo med nosečnostjo in dojenjem ter za dojenčke.

SESTAVA

Funkcionalne sestavine 73,2%


Promelaxin, aktivni kompleks različnih vrst medu in polisaharidov iz aloje in slezenovca

Vsebnost: monosaharidi $\geq 50\%$, polisaharidi (molekulska masa >20.000 daltonov) $\geq 0,3\%$


Vsebuje tudi: hidroglicerinsko mešanico, limonin sok, eterično olje sivke.

NAČIN UPORABE

1) Odprite mikrokлизmo tako, da odstranite varnostni pokrovček:



- Primite za obroček nad stisljivo plastenko
- Z drugo roko upognite pokrovček, dokler se ne odlomi in loči od obročka



- Odstranite pokrovček

2) Nanesite nekaj kapljic izdelka na zadnjično odprtino in nežno vstavite koničasti nastavek plastenke v danko.

3) Do konca stisnite plastenko v smeri meha in jo na koncu nanosa zadržite stisnjeno, dokler koničastega nastavka ne izvlečete v celoti, da preprečite, da izdelek ponovno ne steče nazaj v plastenko.

ODMERJANJE

Odrasli in mladostniki, starejši od 12 let:

1 mikrokлизma po 10 g po potrebi. Če obstopacija (zaprtje) ne preneha, uporabite 2 odmerka zapored.

Otroci od 3 do 12 let:

1 mikrokлизma po 5 g po potrebi. Če zaprtje ne preneha, uporabite 2 odmerka zapored.

Otroci od 1 do 3 let:

1 mikrokлизma po 5 g po potrebi.

Dojenčki od 0 do 1 leta:

Polovica mikrokлизme po 5 g po potrebi.

Za lažjo uporabo mikrokлизme obrnite otroka na levi bok in upognite njegova kolena proti trebuhu.

OPOZORILA

Ne uporablajte, če ste preobčutljivi ali alergični na eno ali več sestavin. V primeru dolgotrajne obstopacije (zaprtja) je nujno posvetovanje z zdravnikom, da se izključijo druga bolezenska stanja.

Mikrokлизma je za enkratno uporabo, zato je ne uporabite ponovno, čeprav ste uporabili le polovico odmerka, na primer pri dojenčkih.

Hranite pri sobni temperaturi, stran od virov topote in zaščiteno pred svetlobo. Hranite izven dosega otrok. Datum izteka roka uporabnosti velja za nepoškodovan/neodprt in pravilno shranjen izdelek.

ROK UPORABNOSTI

Glejte rok uporabnosti, ki je natisnjen na embalaži. Izdelka ne uporabljajte po pretečenem roku uporabnosti.

PRODAJNO PAKIRANJE

Melilax Adult: 6 mikrokлизm s pokrovčkom po 10 g za enkratno uporabo za odrasle in mladostnike.

Melilax Pediatric: 6 mikrokлизm s pokrovčkom po 5 g za enkratno uporabo za otroke in dojenčke.

PATENTIRANA FORMULA: Št. patenta 102012902100704

www.melilax.com



Datum zadnje revizije - Datum zadnje posodobitve navodila: 02/2016

 **Aboca S.p.A. Società Agricola** - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Tvrtka sa certifikatima za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i ISO 13485 te za sustav upravljanja okolišem ISO 14001.

Podjetje s sistemom vodenja kakovosti po standardih ISO 9001 in ISO 13485 ter sistemom ravnjanja z okoljem po standardu ISO 14001.