

MEDIBLINK PULZNI OKSIMETER ZA OTROKE M171



EAN: 6972911370036

NENSI: 1064846

VPC: 31,52 € + ddv

DDV: 22 %

PMPC: 49,99 €

Teža: 0,073 kg

Dimenzije: 40*88*60 mm (v * š * g)

Kratek opis:

- Upravljanje z enim gumbom
- Trije merilni parametri: stopnja nasičenosti s kisikom (SpO₂), spremljanje srčnega utripa (PR), indeks perfuzije (PI)
- Veliki barvni TFT zaslon s prikazom srčnega utripa, pulznim valom in opomnikom prazne baterije
- Otrokom prijazna oblika
- 7 zaslonskih vmesnikov
- 8-sekundni samodejni izklop
- 3 leta garancije

Dolg opis:

Namen uporabe: Za merjenje in spremljanje nasičenosti krvi s kisikom.

Mediblink Pulzni oksimeter za otroke M171 je neinvazivna metoda, ki omogoča spremljanje oksigenacije bolnikovega hemoglobina, s pomočjo para senzorjev, nameščenih na tankem delu pacientove konice prsta. Omogoča upravljanje z enim gumbom. Ima tri merilne parametre: stopnja nasičenosti s kisikom (SpO_2), spremljanje srčnega utripa (PR), indeks perfuzije (PI). Ima veliki barvni TFT zaslon s prikazom srčnega utripa, pulznim valom in opomnikom prazne baterije, 7 zaslonskih vmesnikov ter 8-sekundni samodejni izklop. Otrokom prijazna oblika.

Primerno za otroke, starejše od 3 let ali z debelino prsta 7-12 mm (premer).

Vsebina: Pulzni oksimeter, trak za zapestje, 2x 1,5V AAA (LR03) bateriji, navodilo za uporabo.

3 leta garancije.

Pomembno: Zdrav otrok ima v normalnih pogojih SpO_2 med 90 in 100 odstotki. Najpogostejši izmerjeni rezultati so med 96 in 99 odstotki. Nižja kot je izmerjena vrednost, bolj zaskrbljujoče je stanje. Tako je pri saturaciji pod 94% lahko včasih že potreben dovod dodatnega kisika, zato je o tem potrebno obvestiti otrokovega zdravnika.

Čiščenje in razkuževanje: Pred čiščenjem izdelka je treba odstraniti baterijo, izdelka pa ni dovoljeno potopiti v tekočino. Za brisanje in razkuževanje se lahko uporabi 75-odstotni medicinski alkohol, nato pa se izdelek posuši na zraku ali se očisti s čisto in suho krpo. Med čiščenjem ne zlivajte tekočine neposredno na izdelek, da tekočina ne bi vdrla v izdelek.

Opozorilo: Oksimetra ne uporabljajte med slikanjem z magnetno resonanco, več kot 30 minut na istem prstu ali pri novorojenčkih in dojenčkih. Primerno za otroke, starejše od 3 let ali z debelino prsta 7-12 mm (premer). Vstavite baterijo, pri čemer pazite na pola. Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije. Ne izpostavljajte ognju in vodi. Shranjujte zunaj dosega otrok.